

RC-A

Télécommande



Mode d'emploi

bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Introduction



Ce mode d'emploi vous explique comment utiliser et entretenir votre nouvelle télécommande RC-A. Veuillez le lire attentivement, y compris la section Avertissements. Il vous aidera à utiliser au mieux votre nouvelle télécommande.

Si vous avez des questions supplémentaires relatives à l'utilisation de votre télécommande, nous vous invitons à contacter votre audioprothésiste.

Utilisation prévue

La télécommande RC-A est destinée à aider les utilisateurs d'aides auditives sans fil à commander les fonctions de leurs solutions auditives.

La télécommande RC-A est destinée à être utilisée par les enfants (de plus de 36 mois) et les adultes avec leurs aides auditives.

Sommaire


| | |
|---|----|
| Contenu de la boîte | 7 |
| Vue d'ensemble du produit | 8 |
| Insertion et retrait de la pile | 9 |
| Appairage de la télécommande avec vos aides auditives | 14 |
| Supprimer l'appairage entre la télécommande et les aides auditives | 20 |
| Portée de fonctionnement | 22 |
| Confirmations | 24 |
| Changement de programme | 26 |
| Ajustement du volume | 28 |
| Mode silencieux | 30 |

| | |
|--|----|
| Verrouillage/déverrouillage des boutons de la RC-A | 32 |
| Fentes pour sangle | 34 |
| Entretien de votre télécommande | 35 |
| Avertissements | 36 |
| Garantie internationale | 46 |
| Informations techniques | 50 |

Contenu de la boîte

Vous trouverez les éléments suivants dans la boîte :

RC-A



2 piles
AAAA




Mode d'emploi



Vue d'ensemble du produit

- 1 Contrôle d'augmentation du volume (+)
- 2 Contrôle de diminution du volume (-)
- 3 Changement de programme
- 4 Voyant d'état
- 5 Logement de pile
- 6 Grip
- 7 Fentes pour dragonne






Insertion et retrait de la pile

La télécommande RC-A utilise deux piles alcalines AAAA. Veuillez suivre ces instructions pour insérer de nouvelles piles.

La durée de vie des piles varie en fonction des conditions d'utilisation. Une utilisation standard exige de remplacer la pile une fois par an environ. Retirez les piles usagées et mettez-les au rebut en respectant la réglementation locale.


Enlevez le couvercle du logement de pile

1. Utilisez votre pouce pour appuyer sur le grip.
2. Depuis la direction opposée du couvercle du logement de pile, poussez dans la direction du grip avec l'autre pouce.
3. Soulevez le couvercle du logement de pile et enlevez-le entièrement.
4. Insérez les piles dans le logement de pile en vérifiant que le symbole « + » de la pile correspond au symbole « + » du logement de pile.



Remettez le couvercle du logement de pile

1. Remettez le couvercle du logement de pile à environ 6 mm en dessous du haut de la RC-A.
2. Faites coulisser le couvercle comme indiqué jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



REMARQUE IMPORTANTE

Il ne faut jamais forcer le couvercle du logement de pile. Si vous ne parvenez pas à le refermer sans forcer, vérifiez son alignement et repositionnez-le pour qu'il se mette facilement en place avec un déclic.

Appairage de la télécommande avec vos aides auditives


La télécommande est un appareil personnel destiné à être utilisé avec une paire d'aides auditives. La télécommande peut communiquer avec un maximum de deux aides auditives à la fois après l'appairage.

Avant de pouvoir utiliser la télécommande avec vos aides auditives, il faut les appairer.

Vous pouvez choisir d'appairer la télécommande avec deux aides auditives à la fois ou avec une aide auditive à la fois. Vous devrez répéter le processus d'appairage si vous décidez d'appairer vos aides auditives une à la fois. Dans les instructions ci-dessous, une paire d'aides auditives est appairée avec la télécommande.


Télécommande prête

1. Vérifiez que la télécommande contient des piles qui fonctionnent en appuyant sur n'importe quel bouton. Si les piles fonctionnent, le voyant d'état de la RC-A s'allume et reste allumé tant que le bouton est maintenu enfoncé.




Aides auditives prêtes

2. Ouvrez et fermez le logement de pile de vos deux aides auditives.



Aides auditives positionnées

3. Placez vos deux aides auditives à portée de la télécommande (dans un rayon de 20 cm).



Appairage

- Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande. Elle s'appaire automatiquement avec les aides auditives à sa portée.




Quand le voyant d'état de la télécommande reste allumé en vert pendant 10 secondes, les appareils ont été appairés avec succès.

Supprimer l'appairage entre la télécommande et les aides auditives

La télécommande peut être appairée avec deux aides auditives à la fois. Si vous devez appairer votre télécommande avec deux autres aides auditives vous devez d'abord supprimer l'appairage actuel.

Pour supprimer l'appairage actuel, appuyez et maintenez les trois boutons ensemble pendant 5 secondes.




Appuyez pendant environ 5 secondes pour supprimer l'appairage actuel.

Quand le voyant d'état de la télécommande reste allumé en vert pendant 10 secondes, l'appairage a été supprimé. Votre télécommande est prête à être à nouveau appairée avec Vos aides auditives (voir page 14).

Portée de fonctionnement

Avec la télécommande vous pouvez commander vos aides auditives à une distance maximale de 1,8 mètre. Il n'est pas nécessaire d'avoir un champ de vision direct entre la télécommande et vos aides auditives.

Si vous avez appairé deux aides auditives à la télécommande, les deux aides seront ajustées en même temps.



Confirmations

Indicateurs visuels

Le voyant d'état sur la télécommande s'allume quand un bouton est actionné.



Indicateurs sonores

Vous entendrez un son dans vos aides auditives qui confirme l'action réalisée.

Pile faible


Si les piles sont faibles, le voyant d'état clignote rapidement quand un bouton quelconque est actionné. Dans ce cas, remplacez les piles le plus rapidement possible.



Changement de programme

La télécommande peut servir à changer le programme si votre audioprothésiste a rendu plusieurs programmes disponibles sur vos aides auditives.

Il suffit d'appuyer sur le bouton de programme de la télécommande pour passer en revue les programmes de l'aide auditive. Chaque pression fait avancer les aides auditives au programme suivant dans le cycle.



Appuyez pour changer
de programme

REMARQUE IMPORTANTE

Consultez le « mode d'emploi » de votre aide auditive pour avoir des informations sur les fonctionnalités spécifiques de votre aide auditive.

Ajustement du volume

Avec la télécommande, vous pouvez ajuster le volume de vos aides auditives en utilisant les boutons du contrôle du volume.

Vous entendrez une confirmation rapide dans vos aides auditives quand vous montez ou baissez le volume.

Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume (+) pour monter le volume de votre aide auditive.

Appuyez sur le bouton de diminution (-) pour baisser le volume de votre aide auditive.



Appuyez sur « + »
pour monter le
volume (le son est
plus fort)



Appuyez sur « - »
pour baisser le
volume (le son est
moins fort)

Mode silencieux

Utilisez le mode silencieux si vous devez mettre les aides auditives en sourdine pendant que vous les portez. Appuyez sur le bouton de volume vers le bas pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état s'éteigne. Les aides auditives sont alors en mode silencieux.

Annulation du mode silencieux

Appuyez brièvement sur n'importe quel bouton de la télécommande pour annuler le mode silencieux de vos aides auditives.



Appuyez pendant environ
2 secondes pour mettre
en mode silencieux

REMARQUE IMPORTANTE


Consultez le « mode d'emploi » de votre aide auditive pour avoir des informations sur les fonctionnalités spécifiques de votre aide auditive.

Verrouillage/déverrouillage des boutons de la RC-A

Pour éviter les pressions accidentelles sur les boutons pendant que la RC-A est dans votre poche, vous pouvez verrouiller les boutons.

Verrouillage des boutons de la télécommande

1. Appuyez longuement sur les boutons de volume de diminution (-) et de programme en même temps pendant 3 à 4 secondes.



Appuyez pendant environ 3 à 4 secondes pour verrouiller

2. Le voyant d'état clignote deux fois quand les boutons sont verrouillés.

Pour confirmer que les boutons sont verrouillés, appuyez sur n'importe quelle touche. Le voyant d'état clignote trois fois pour confirmer.

Déverrouillage des boutons de la télécommande

1. Appuyez longuement à nouveau sur les boutons de diminution (–) et de programme en même temps pendant 3 à 4 secondes.
2. Le voyant d'état reste allumé sans clignoter jusqu'à ce que les touches soient déverrouillées.

Fentes pour dragonne

Pour votre commodité, la RC-A est dotée d'une fente pour dragonne qui vous permet de l'attacher à une petite dragonne pour faciliter son transport en toute sécurité.

1. Retirez le couvercle du logement de pile (voir pages 10 et 11).
2. Faites passer une petite dragonne dans les fentes.



Entretien de votre télécommande

Quand vous changez les piles ou que vous nettoyez la télécommande, placez vous au-dessus d'une surface douce pour éviter de l'endommager si jamais elle vous échappe.

REMARQUE IMPORTANTE

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer la télécommande. Elle ne doit jamais être lavée ou plongée dans l'eau ou un autre liquide.

Avertissements

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les avertissements généraux suivants et avec la totalité du contenu de ce mode d'emploi avant d'utiliser votre télécommande, afin d'assurer votre sécurité personnelle et l'utilisation correcte de l'appareil. Consultez votre audioprothésiste si votre télécommande fonctionne de manière inattendue.

Risque d'étouffement et risque d'ingestion des piles ou d'autres petites pièces

- Votre télécommande, ses pièces et les piles doivent être tenues hors de portée des enfants et de toute personne susceptible de les avaler ou de se blesser.

En cas d'ingestion d'une pile ou autres petites pièces, consultez immédiatement un médecin.

Avertissements

Contrôle croisé

- Votre télécommande doit être tenue hors de portée des enfants ou de toute personne pouvant prendre le contrôle de son utilisation, pour assurer votre sécurité personnelle et éviter une utilisation incorrecte.

Utilisation de dragonnes

- Si vous utilisez une dragonne au poignet, assurez-vous qu'elle soit conçue pour cet usage. N'utilisez jamais de lanière longue en raison d'un risque de strangulation.

Utilisation des piles

- Utilisez toujours les piles recommandées par votre audioprothésiste. Des piles de mauvaise qualité peuvent fuir et provoquer des dommages corporels.
- Ne tentez jamais de recharger vos piles et ne les incinériez pas. Elles pourraient exploser.

Avertissements

Implants actifs

- Les implants actifs exigent une prudence particulière.
- Si vous avez un implant cérébral actif, contactez le fabricant de votre appareil pour obtenir des informations quant aux risques de perturbation.

Examens radiologiques (rayons X), tomodynamométriques (« scanners »), IRM, PET, électrothérapie et chirurgie

- Retirez votre télécommande avant une radiographie, un examen d'imagerie par TDM, IRM ou PET, une électrothérapie ou une intervention chirurgicale car votre télécommande pourrait être endommagée par une exposition à des champs magnétiques puissants.

Effets secondaires possibles

- Les matériaux normalement non allergéniques utilisés dans votre télécommande peuvent, dans de rares cas, provoquer une irritation cutanée ou d'autres effets secondaires.

Veillez consulter un médecin si ces situations se produisent.

Avertissements

Chaleur et produits chimiques

- Votre télécommande ne doit jamais être exposée à des températures extrêmes, par exemple dans une voiture garée au soleil.
- Votre télécommande ne doit pas être séchée dans un four à micro-ondes ou tout autre type de four.
- Les produits chimiques se trouvant dans les produits cosmétiques, la laque de coiffure, le parfum, la lotion après-rasage, les produits solaires et les insecticides peuvent endommager votre télécommande. Retirez toujours votre télécommande avant d'appliquer ces produits et laissez-les sécher avant de l'utiliser.

Utilisation au volant

- L'utilisation de la télécommande au volant est susceptible de vous distraire. Veuillez consulter les lois nationales relatives à la circulation concernant l'utilisation des appareils de communication au volant.

Utilisation en avion

- Votre télécommande est dotée de la technologie Bluetooth®. Elle ne doit pas être utilisée à bord d'un avion à moins que le personnel de bord ne l'autorise spécifiquement.

Avertissements

Interférences

- Votre télécommande a fait l'objet de tests approfondis pour les interférences selon les normes internationales les plus rigoureuses. Cependant, les interférences entre votre télécommande et les autres appareils (certains téléphones mobiles, les appareils radio, les systèmes d'alarme des magasins et d'autres appareils sans fil) peuvent se produire. Si cela se produit, augmentez la distance entre la télécommande et l'appareil concerné.

Explosifs

- La source d'alimentation de votre télécommande n'a pas assez d'énergie pour provoquer un incendie dans des conditions normales d'utilisation. La télécommande n'a pas été testée pour la conformité avec les normes internationales concernant les atmosphères explosives. Il est recommandé de ne pas utiliser votre télécommande dans les zones où il existe un danger d'explosion.

Garantie internationale

Votre télécommande RC-A bénéficie d'une garantie internationale limitée, assurée par le fabricant. Cette garantie est de 12 mois à partir de la date de livraison.

Cette garantie est limitée aux défauts de fabrication et matériels de l'appareil à proprement parler. Elle ne porte pas sur les accessoires tels que les piles, câbles, alimentations électriques, etc. Les problèmes provoqués par une manipulation ou un entretien inapproprié(e)/ incorrect(e), une utilisation excessive, des accidents, des réparations effectuées par un tiers non agréé, une exposition à des conditions corrosives, des dommages

dus à la pénétration de corps étrangers dans l'appareil ou des ajustements incorrects ne sont PAS couverts par la garantie limitée et peuvent l'annuler.

La garantie expliquée ci-dessus n'affecte pas les droits juridiques dont vous bénéficiez peut-être, de par les législations nationales régissant la vente des biens de consommation. Votre audioprothésiste peut avoir émis une garantie qui dépasse les clauses de cette garantie limitée.

Pour obtenir davantage d'informations, veuillez le consulter.

Si vous avez besoin de services d'entretien

Prenez régulièrement rendez-vous avec votre audioprothésiste qui pourra entretenir, régler, et réparer votre télécommande tout au long de sa durée de vie.

Date: _____ Modèle: _____

Période de garantie: _____

N° de série: _____

Nom du centre

Informations techniques

| | |
|--|---|
| Modèle | RC-3B |
| Conditions d'utilisation | Température : 5 °C à 40 °C Humidité : 15 % à 93 %, sans condensation Pression atmosphérique d'utilisation : 700 hPa à 1060 hPa |
| Conditions de stockage et de transport | Température : -25 °C à 70 °C Humidité : 15 % à 93 %, sans condensation |

| | |
|--|--|
| Dimensions mécaniques | 75,3 x 35 x 11,8 mm ; poids 32,7 g (avec les piles) |
| Compatibilité : | Aides auditives Bernafon avec technologie radio 2,4 GHz |
| Type de pile | 2 x AAAA |
| Durée des piles dans des conditions d'utilisation normales | 12 mois |
| Portée de transmission typique | Jusqu'à 1,8 m |
| Indicateur d'état | LED verte |

Émetteur-récepteur :

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Fréquence de fonctionnement : | 2,402 GHz – 2,480 GHz (Bande ISM) |
| Nombre de canaux | 39 |
| Puissance de sortie | <10 dBm EIRP |
| Canal de la bande passante | 1 MHz |
| Type de modulation | GFSK |
| Désignation ITU | F7D |

La RC-A contient un émetteur-récepteur radio doté de la technologie Bluetooth® Low Energy (BLE) et d'une technologie radio à courte portée exclusive, fonctionnant toutes les deux à 2,4 GHz. L'émetteur radio 2,4 GHz est faible et reste toujours en dessous de 10 dBm EIRP de puissance rayonnée totale. La télécommande est conforme aux normes internationales concernant la compatibilité électromagnétique et l'exposition humaine.

En raison de l'espace disponible limité sur la télécommande, tous les marquages de certification sont présents dans ce manuel.

États-Unis et Canada

FCC ID: 2ACAHREMCTR03

IC: 11936A-REMCTR03

Cet appareil est conforme à la Partie 15 du Règlement FCC et aux RSS exempts de licence d'Industrie Canada.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne risque pas de causer d'interférences dommageables.
2. Cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

Le fabricant certifie que cette télécommande est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark
www.sbohearing.com

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées :
5 ans après la date d'achat.
Décret 2014-1482 / Article L111-3
du code de la consommation.

Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

< >
8,15 mm

**Placeholder
for FSC logo**



^
19 mm
v

^
9,0 mm
v
< 15 mm >



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark
www.sbohearing.com



Les déchets d'équipements
électroniques doivent
être gérés conformément
à la réglementation locale.



0000178059000001

bernafon 
Your hearing • Our passion