



Mode d'emploi

TV-Streamer+

Sommaire

Introduction	4
Symboles	5
Se familiariser avec votre chargeur	7
Comment installer le TV-Streamer+	10
Première utilisation du TV-Streamer+	12
Utilisation quotidienne du TV-Streamer+	17
Mises en garde	20
Maintenance	22
Données techniques	24
Informations légales	25
Déclaration	26
Reconnaissance	29

Introduction



REMARQUE : Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
N'hésitez pas à vous adresser à votre audioprothésiste si vous avez des questions.

Utilisation prévue

Le GN Hearing A/S TV-Streamer+, est destiné à être une connexion sans fil à un téléviseur ou à un autre équipement audio pour nos aides auditives sans fil.

Le GN Hearing A/S TV-Streamer+ peut aussi être utilisé conjointement avec des Produits Partenaires Approuvés de Cochlear Ltd ou Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

« Produit Partenaire Approuvé » se réfère à des produits spécifiques publiés et commercialisés par Cochlear Ltd ou des partenaires Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

Groupe cible

Le TV-Streamer+ est destiné à être utilisé par des personnes peu expérimentées.

Indications thérapeutiques

L'accessoire n'a pas d'indications thérapeutiques en lui-même.












Contre-indications

Aucune contre-indication connue.

Avantages cliniques attendus

L'avantage clinique attendu est une audibilité améliorée lorsque l'on regarde la télévision ou que l'on écoute du son provenant d'un autre équipement audio.

Symboles

	MISE EN GARDE : Indique une situation pouvant entraîner des blessures sérieuses.		Fabricant légal.
	AVERTISSEMENT : Indique une situation pouvant entraîner des blessures mineures à modérées.		Date de fabrication.
	REMARQUE : Conseils et astuces.		Identifiant unique des dispositifs.
	Suivez les instructions d'utilisation. (Logo en bleu)		Marque de conformité réglementaire pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
	Cet équipement dispose d'un transmetteur RF.		Marque de conformité réglementaire pour le Japon.
	Produit avec partie appliquée de type B.		Marque de conformité réglementaire pour la Malaisie.
	Marque de conformité réglementaire pour la Corée.		Marque de conformité réglementaire pour Taïwan.
	Marque de conformité réglementaire pour l'UE.		



Ne jetez jamais vos dispositifs ou piles/batteries avec les déchets ménagers ordinaires. Vos dispositifs et piles/batteries doivent être éliminés dans des sites spécifiques prévus pour les déchets électroniques, ou renvoyés à votre audioprothésiste pour une élimination sûre.


Des réglementations nationales spécifiques peuvent s'appliquer.

Se familiariser avec votre chargeur

Ce TV-Streamer+ vous permet de recevoir le son de votre téléviseur, de votre ordinateur, ou de votre chaîne hi-fi directement dans vos aides auditives.

Suivant le modèle de téléviseur, d'ordinateur ou de tout autre équipement audio, pour l'installation du TV-Streamer+ veuillez lire - Comment installer le TV-Streamer+. Le guide de connexion vous montrera comment installer les connexions physiques. Pour le couplage du TV-Streamer+ avec vos aides auditives, veuillez lire - »Première utilisation du TV-Streamer+ ».


Déballage — contenu de la boîte



TV-Streamer+




Cordon audio numérique
(optique)
(retirer le capuchon du
cordon avant utilisation)



Cordon USB-A à USB-C
(utilisé comme alimentation
électrique du téléviseur vers
le TV-Streamer+)




Cordon audio analogique




Bande de fixation auto-
agrippante

Modèles TV-Streamer+











- A. Augmente le volume sonore / le temps de latence
- B. Indicateur LED : indicateur de couplage / transmission audio
- C. Diminue le volume sonore / le temps de latence



- D. Bouton couplage/réglage du temps de latence
- E. Entrée audio : analogique ou numérique (optique)
- F. Numéro de série
- G. Prise d'alimentation : USB-C
- H. Indicateur LED : alimentation électrique

Information sur les LED

État de la LED pour la transmission audio et le couplage.

État de la LED	Processus	Description
 constant ON	Transmission audio	Allumé fixe (permanent)
	Veille	Éteint
	Mode couplage	Clignotement
 3 seconds	Couplage réussi	Allumé fixe (3 secondes)
	Mise à jour en cours	Clignotement rapide
	Réglage du temps de latence	Clignotement lent
	Erreur au démarrage	3 clignotements qui se répètent
 3 seconds	Mise à jour terminée	Allumé fixe (3 secondes)

Comment installer le TV-Streamer+


Suivez les instructions ci-dessous pour installer le TV-Streamer+.

Connectez le TV-Streamer+ à une prise électrique

Le dispositif peut être alimenté directement par une prise USB-A du téléviseur avec le cordon USB-A vers USB-C fourni. La prise USB-A peut aussi s'insérer dans n'importe quelle source électrique adaptée.

La prise USB-C s'insère dans le TV-Streamer+.


La lumière LED à l'arrière du TV-Streamer+ s'allume en blanc pour indiquer le fonctionnement après insertion du cordon à une source d'alimentation électrique.



Vous pouvez utiliser soit le cordon audio analogique, soit le cordon audio numérique (optique) pour transmettre un signal audio au TV-Streamer+.

Connexion avec cordon analogique


Pour les téléviseurs avec connecteur audio analogique : insérez les connecteurs audio 2-en-1 dans les prises L et R audio sur votre téléviseur et l'autre extrémité dans le TV-Streamer+.



Connexion avec cordon numérique

Le cordon numérique (optique) est doté d'une protection à chaque extrémité qui doit être enlevée avant utilisation.

Insérez le connecteur carré dans la prise DIGITAL AUDIO OUT de votre téléviseur et le connecteur rond dans le TV-Streamer+.



Première utilisation du TV-Streamer+

Avant de commencer à utiliser votre TV-Streamer+ pour transmettre du son à vos aides auditives, le TV-Streamer+ doit être connecté à une prise électrique, connecté à un téléviseur et couplé avec vos aides auditives.



REMARQUE : Il est recommandé d'apposer le TV-Streamer+ à l'arrière du téléviseur après avoir branché tous les cordons et après avoir couplé vos aides auditives avec.

Couplage du TV-Streamer+ avec les aides auditives

Pour transmettre du son depuis le TV-Streamer+ vers vos aides auditives, vous devez coupler les aides auditives.




REMARQUE : Pour éviter un couplage accidentel, arrêtez toutes les autres aides auditives à proximité. S'il n'est pas possible d'arrêter les aides auditives pour qu'elles ne soient pas couplées, placez-les à au moins 1m du TV-Streamer+.

Pour coupler les aides auditives :

1. Le TV-Streamer+ et les aides auditives doivent être en marche et être à moins de 5 cm l'un de l'autre.
2. Le mode couplage s'active en appuyant sur le bouton de couplage à l'arrière du TV-Streamer+. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la LED à l'avant clignote en vert.

Les aides auditives sont couplées l'une après l'autre. La LED s'arrêtera de clignoter pendant 3 secondes après le couplage de la première aide auditive, puis couplera automatiquement ensuite la deuxième aide auditive.



La séquence de couplage LED

- LED clignotante = premier couplage (environ 12 secondes)
- LED fixe
- LED clignotante = deuxième couplage (environ 12 secondes)
- LED fixe
- LED clignotante = recherche d'autres aides auditives (environ 15 secondes)
- LED fixe = transmission audio.




REMARQUE : L'option de couplage du TV-Streamer+ est ouverte pour 3 minutes, mais la transmission audio peut commencer avant que la recherche de couplage ne se soit terminée.

Réglage du volume

Le TV-Streamer+ fournit par défaut un niveau sonore confortable dès qu'il est en fonctionnement. Cependant, pour votre commodité, vous pouvez ajuster le volume sonore sur le TV-Streamer+ à n'importe quel moment.

Pour changer le volume : appuyez sur le bouton '+' pour augmenter le volume ou sur le bouton '-' pour diminuer le volume.


Il est conseillé de régler le volume avant d'apposer le TV-Streamer+ sur la TV.




Mode réglage du temps de latence

Certains systèmes audio engendrent un retard dans la production sonore. Ce retard peut avoir pour conséquence une désynchronisation de l'image et du son. Le mode réglage du temps de latence vous permet de synchroniser l'image et le son en enlevant ou en ajoutant du retard à la transmission du son vers vos aides auditives.

1. Le mode réglage du temps de latence s'active après avoir appuyé 10 secondes sur le bouton couplage/réglage du temps de latence. La LED clignote en vert sur de longs intervalles pour confirmer que vous êtes en mode réglage du temps de latence.



2. Appuyez sur + ou - pour augmenter ou diminuer le temps de latence du son du téléviseur.




3. Pour quitter le mode réglage du temps de latence, appuyez et maintenez le bouton couplage/réglage du temps de latence pendant 3 secondes ou redémarrez le TV-Streamer+ en débranchant et rebranchant le cordon électrique.

Positionnement du TV-Streamer+

Bien que vous puissiez positionner le TV-Streamer+ presque n'importe où dans les limites de la longueur du cordon, il est recommandé d'apposer le TV-Streamer+ sur le panneau arrière du téléviseur. Retirez une des protections plastiques des bandes auto-agrippantes et placez l'autocollant sur le TV-Streamer+. Retirez l'autre protection plastique de la bande et utilisez l'autocollant pour placer le dispositif près du bord ou du haut du panneau arrière du téléviseur.

- A. Bande auto-agrippante
- B. Emplacements recommandés pour positionner le TV-Streamer+
- C. Ne positionnez pas le TV-Streamer+ au centre du téléviseur



Utilisation quotidienne du TV-Streamer+



MISE EN GARDE : Lorsque vous débranchez un cordon, prenez et tirez le connecteur, ne tirez pas le câble.

MARCHE / ARRÊT

Mettez votre téléviseur en marche. Pour accepter le son du téléviseur dans vos aides auditives, appuyez sur le bouton sélecteur de programme de l'aide auditive configuré pour cette action.



REMARQUE : la durée de la pression sur le bouton sélecteur de programme de votre aide auditive pour accepter ou refuser le son peut être définie par votre audioprothésiste.

Le son du téléviseur se mélangera alors aux autres sons captés par vos aides auditives.

Pour arrêter la transmission du son du téléviseur, appuyez sur le bouton sélecteur de programme de l'aide auditive configuré pour cette action, ou éteignez le téléviseur.

Autres sources audio

Vous pouvez utiliser le TV-Streamer+ avec des équipements qui ont des sorties compatibles, comme un ordinateur ou d'autres systèmes audio.

Réglage du volume

Le signal audio du téléviseur peut être ajusté vers le haut/le bas sur vos aides auditives, une télécommande pour aides auditives (en option), ou l'application des aides auditives (en option).

Vous pouvez demander des informations supplémentaires à votre audioprothésiste sur les options alternatives pour faire fonctionner votre TV-Streamer+.

Connexion du TV-Streamer+ à l'application de l'aide auditive

Le TV-Streamer+ peut se contrôler avec la même application que celle qui accompagne vos aides auditives.

Cela vous permettra de commencer et de terminer la transmission audio et d'ajuster le volume sonore depuis l'application.

L'application offre un accès à un certain nombre de paramètres, tels que la commutation stéréo/mono, la fonctionnalité Broadcast d'Auracast™ et le réglage du temps de latence.

Si nécessaire, l'application proposera des notifications de mises à jour du micrologiciel (firmware) et améliorations produits.

Téléchargez l'application ou demandez conseil à votre audioprothésiste pour obtenir plus d'informations.



REMARQUE : Les appareils fournis par les partenaires peuvent ne pas avoir les mêmes fonctionnalités dans l'application.

TV-Streamer+et appels téléphoniques

En utilisant le TV-Streamer+, vous pouvez toujours recevoir des appels téléphoniques si vos aides auditives sont connectées à votre équipement mobile.

Vous entendrez une alerte dans vos aides auditives pour signaler un appel entrant et celles-ci arrêteront automatiquement le signal audio provenant du TV-Streamer+ si vous choisissez de répondre à cet appel - référez-vous au mode d'emploi de votre aide auditive pour plus d'informations sur la gestion des appels. Les aides auditives reviennent automatiquement au signal audio du TV-Streamer+ après la fin de l'appel téléphonique.

Portée

La portée de transmission du TV-Streamer+ vers les aides auditives est d'à peu près 7 mètres. Vous n'êtes pas obligé(e) d'avoir le téléviseur dans votre champ de vision, vous

pouvez être dans une autre pièce. Cependant, des interférences environnementales, telles que des murs ou du mobilier, peuvent réduire la portée de transmission.

Si les aides auditives sont hors de portée du TV-Streamer+, la transmission audio s'arrêtera. Lorsque les aides auditives reviennent à portée du TV-Streamer+, le signal audio est à nouveau transmis automatiquement.

Il y a une limite de temps de 5 minutes pour la reconnexion automatique. Si vous êtes hors de portée pendant plus de 5 minutes, vous devrez lancer la transmission manuellement à nouveau.



Mises en garde

- Ne connectez le dispositif qu'aux connexions pour lesquelles il a été prévu.
- Les appareils externes connectés à l'alimentation électrique doivent être sûrs, conformément aux exigences des normes IEC 60601-1, IEC 60065, EN/IEC 62368-1 ou IEC 60950-1, le cas échéant.
- Aucune modification de cet appareil n'est autorisée.
- Les équipements électroniques puissants, les installations électroniques d'envergure ainsi que les structures métalliques peuvent sensiblement réduire le rayon d'action.
- Maintenez le dispositif et tous les cordons éloignés de machines en marche.
- Si le dispositif surchauffe, est tombé ou a été endommagé, s'il a un cordon ou une prise endommagé, ou s'il est tombé dans un liquide, cessez de l'utiliser et contactez votre audioprothésiste.
- N'utilisez pas votre télécommande en présence de gaz inflammable, ou dans tout local présentant un risque de combustion.
- Évitez d'exposer votre dispositif à la pluie, à l'humidité ou à d'autres liquides afin de ne pas l'endommager et d'éviter de vous blesser.
- Ne laissez jamais vos TV-Streamer+ à proximité des enfants ou des personnes aux capacités cognitives, intellectuelles ou mentales réduites.
- En cas d'ingestion de petites pièces, consultez immédiatement un médecin.
- Utilisez uniquement les cordons fournis par le fabricant.
- Si le dispositif est tombé ou a été endommagé, ne l'utilisez pas et contactez votre audioprothésiste.



Mises en garde de cybersécurité

- Si votre aide auditive émet le signal sonore d'appairage à un moment inattendu, cela peut indiquer que quelqu'un a accédé à votre aide auditive.
- Utilisez toujours la dernière mise à jour du micrologiciel disponible pour votre auditive.
- Lorsque les communications sans fil sont actives, votre TV-Streamer+ utilise une transmission sans fil basse puissance à codage numérique pour communiquer avec d'autres dispositifs sans fil. Bien que peu probable, le fonctionnement d'équipements électroniques situés à proximité peut être affecté. Dans ce cas, éloignez le TV-Streamer+ de l'équipement électronique concerné.

Maintenance

Nettoyage

Nettoyez le TV-Streamer+ avec un linge humide. N'utilisez jamais de produits d'entretien ménagers (détergent, savon, etc.) ni d'alcool.

Entretien

Ce dispositif ne peut pas être révisé ou réparé à la maison. Veuillez contacter votre audioprothésiste si ce dispositif ne fonctionne pas comme prévu.

Aide-mémoire des connexions

Si vous n'entendez pas le son du téléviseur ou autre source audio, vérifiez les points suivants :

- Testez la connexion entre le TV-Streamer+ et les aides auditives – Consultez "Couplage du TV-Streamer+ avec les aides auditives" en page 13
- Testez la connexion entre le TV-Streamer+ et le téléviseur ou l'équipement audio – Consultez "Comment installer le TV-Streamer+" en page 10
- Assurez-vous que tous les cordons sont bien branchés au TV-Streamer+ et au téléviseur ou à l'équipement audio
- Vérifiez que le TV-Streamer+ est alimenté en électricité - regardez le voyant LED lumineux du TV-Streamer+ – Consultez "Comment installer le TV-Streamer+" en page 10.



REMARQUE : Si vous entendez des bourdonnements dans vos aides auditives après vous être connecté au TV-Streamer+ avec le cordon audio, prenez les mesures suivantes pour corriger le problème :

- Branchez le TV-Streamer+ au téléviseur avec le cordon numérique (optique)
- Utilisez une source d'alimentation externe
- Montez le volume sonore du téléviseur et baissez-le dans vos aides auditives.

Données techniques

Dimensions

Longueur x largeur x hauteur	70,6 x 15,6 x 49,5 mm (2,7 x 0,6 x 1,9")
------------------------------	---

Conditions de fonctionnement

Rayon d'action	Jusqu'à 7 mètres
Alimentation	Port USB du téléviseur
Bande de fréquences sans fil Bluetooth	2,4 GHz
Plage de température de fonctionnement	+5 °C – +40 °C (+41 °F – 104 °F)

Conditions opérationnelles environnementales

Plage d'humidité relative	15 % à 90 %, sans condensation, mais n'exigeant pas de pression de vapeur saturante partielle de l'eau plus grande que 50 hPa
Plage de pression atmosphérique	700 hPa – 1060 hPa

Températures de stockage

Plage de température	-25 °C à +70 °C (-13 °F – 158 °F)
Le TV-Streamer+ doit rester opérationnel après transport ou stockage dans la plage environnementale suivante	-25 °C à +5 °C (-13 °F à 41 °F), et +5 °C à +35 °C (41 °F à 95 °F) à taux d'humidité relative jusqu'à 90%, sans condensation. +35 °C à +70 °C (95 °F à 158 °F) avec pression de vapeur saturante de l'eau jusqu'à 50 hPa.

Informations légales

Garanties et réparations

Le TV-Streamer+ est couvert par une garantie limitée émise par le fabricant pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat originale. Une garantie étendue peut s'appliquer dans certains pays. Contactez votre audioprothésiste pour obtenir plus d'informations à ce sujet.

Que couvre cette garantie ?

Tout composant électrique qui, en raison de défaut de fabrication ou de conception, ne fonctionne pas correctement pendant une utilisation normale pendant la durée de vie de cette garantie sera remplacé ou réparé sans frais de pièces ou de main d'œuvre, sous réserve de leur retour au point de vente.

S'il est déterminé qu'une réparation n'est pas possible, l'unité entière peut être remplacée par une unité équivalente après accord entre l'audioprothésiste et l'utilisateur.

Événements exclus de la garantie

Les dysfonctionnements résultant d'un usage impropre ou abusif, d'un défaut de soin, d'accidents, de réparations réalisées par une tierce partie non agréée, d'une exposition à un milieu corrosif ou de dommages causés par des corps étrangers à l'intérieur de l'accessoire ne sont PAS couverts par la présente garantie et peuvent entraîner son annulation. La présente garantie n'affecte aucunement les droits que vous pourriez détenir conformément à la législation nationale applicable en matière de vente de produits de consommation. Votre audioprothésiste peut avoir émis une garantie qui va au-delà des clauses de cette garantie limitée. Veuillez consulter votre audioprothésiste pour obtenir plus d'informations.

Durée de vie prévue

La durée de vie prévue du dispositif est de 5 ans minimum.

Déclaration

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence y compris celles provoquant un fonctionnement indésirable.



REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux équipements numériques de classe B, conformément à la section 15 des règlements FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il est susceptible de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences nuisibles à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'équipement à l'arrêt, puis en marche, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise ou un circuit électrique différent de celui du récepteur.
- Consulter un revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.
- Toute modification peut annuler le droit d'utilisation lié à l'appareil.

Ce produit respecte les conditions réglementaires suivantes :

Union Européenne : Ce dispositif est conforme aux exigences de sécurité et de performance générales de l'Annexe I du règlement européen relatif aux dispositifs médicaux 2017/745 (MDR).

GN Hearing A/S déclare que les types d'équipements radio SAS-4 sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse suivante :

www.declarations.resound.com

Aux États-Unis : FCC Chapitre 47 CFR, section 15, paragraphe C.

En dehors des États-Unis et des États membres de l'Union Européenne, d'autres exigences réglementaires peuvent s'appliquer en fonction des pays. Veuillez vous référer à la réglementation en vigueur dans ces pays.

Modèle : SAS-4; FCC ID : X26SAS-4; IC : 6941C-SAS4.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ISED.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ISED du Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas générer d'interférences et (2) doit accepter toute interférence y compris celles provoquant un fonctionnement indésirable.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Au Japon : Au Japon, ce dispositif a reçu un numéro de désignation du Ministère des Affaires Internes et des Communications en vertu de "l'Ordonnance Relative à la Certification de la Conformité aux Réglementations Techniques, etc., d'Équipements de

Radio Spécifique (特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則)'Article 2-1-19'.
Ce dispositif ne doit pas être modifié (sinon le numéro de désignation accordé sera
invalide)".

Reconnaissance

Des éléments de ce logiciel sont écrits par Kenneth MacKay (micro-ecc) et utilisés sous licence selon les conditions générales suivantes :

Copyright © 2014, Kenneth MacKay. Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation sous forme binaire et de code source, avec ou sans modification, sont autorisées pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

- Les redistributions du code source doivent conserver la mention de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la notice légale suivante.
- Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire la mention de copyright ci-dessus, cette liste de conditions et la notice légale suivante dans la documentation et/ou les autres matériaux fournis avec la distribution.

CE LOGICIEL EST FOURNI « TEL QUEL » PAR LES DÉTENTEURS DU COPYRIGHT ET LES CONTRIBUTEURS, ET TOUTES GARANTIES EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, AUX GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT DÉCLINÉES. EN AUCUN CAS LE TITULAIRE DU COPYRIGHT OU LES CONTRIBUTEURS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, DOMMAGES ET INTÉRÊTS OU DOMMAGES CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, À LA FOURNITURE DE PRODUITS OU SERVICES DE REMPLACEMENT, LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES, OU DE REVENUS ; OU L'INTERRUPTION COMMERCIALE), QUELLES QUE SOIENT LEURS CAUSES ET QUEL QUE SOIT LE MOTIF JURIDIQUE INVOQUÉ, CONTRACTUEL, RESPONSABILITÉ CIVILE OU PÉNALE (Y COMPRIS NÉGLIGENCE OU AUTRE), SURVENANT DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT SUITE À L'UTILISATION DU LOGICIEL, MÊME S'ILS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Informations copyright

© 2023 GN Hearing A/S. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC. Le nom et le logo Bluetooth sont des marques déposées, propriété de Bluetooth SIG, Inc.

Remarques

Fabricant selon la directive
européenne relatif aux
dispositifs médicaux 2017/745 :



GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danemark



Tout incident grave survenu avec ce dispositif doit être signalé au fabricant légal GN Hearing A/S et à l'autorité compétente de l'État membre de l'UE dans lequel est établi l'utilisateur et/ou le patient.